

# 元高還元 特別セール

セール期間 2012年1月1日~4月30日

30%OFF  
&  
50%OFF



M-パケット  
AXシリーズ  
●校正分銅内蔵

30%  
OFF



M-パワー  
AZシリーズ  
●ISO/GLP対応  
出力標準装備

30%  
OFF



M-プループ  
AYシリーズ  
●2電源方式

30%  
OFF



ニューベーシックpHメータ  
ドキュメータ  
●電極劣化状況をモニタ

50%  
OFF



超純水製造装置  
アリウムPro  
●水道直結タイプ

50%  
OFF



ニューベーシック水分計  
MA35  
●フルオートモードで  
簡単に測定

50%  
OFF







sartorius

**M-パクト(AXシリーズ)**  
分析天びん  
精密上皿天びん

**30% OFF**

- ひょう量範囲120gから6,200gまで
- 読取限度0.1mgから10mgまで
- 校正分銅内蔵
- 大きなひょう量皿
- ISO/GLP対応RS232C出力標準装備



	0.1mg 		0.001g 		0.01g 		0.01g 	
型式	AX224	AX124	AX623	AX423	AX6202	AX4202	AX2202	AX822
価格	¥209,000	¥188,000	¥155,000	¥135,000	¥168,000	¥148,000	¥128,000	¥122,000
セール価格 [30%引き]	¥146,300	¥131,600	¥108,500	¥94,500	¥117,600	¥103,600	¥89,600	¥85,400
読取限度	0.1mg	0.1mg	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
ひょう量 g	220	120	620	420	6,200	4,200	2,200	820


価格には消費税は含まれておりません。



**M-パワー(AZシリーズ)**  
分析天びん  
精密上皿天びん

**30% OFF**

- ひょう量範囲60gから6,100gまで
- 読取限度0.1mgから100mgまで
- 外部分銅による校正
- コンパクトな設計
- ISO/GLP対応RS232C出力標準装備



	0.1mg 			0.001g 		0.01g 	
型式	AZ214	AZ124	AZ64	AZ313	AZ153	AZ3102	AZ1502
価格	¥150,000	¥143,000	¥134,000	¥98,000	¥84,000	¥99,000	¥89,000
セール価格 [30%引き]	¥105,000	¥100,100	¥93,800	¥68,600	¥58,800	¥69,300	¥62,300
読取限度	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g
ひょう量 g	210	120	60	310	150	3,100	1,500

	0.01g 		0.1g 		
型式	AZ612	AZ212	AZ6101	AZ4101	AZ2101
価格	¥82,000	¥72,000	¥85,000	¥78,000	¥70,000
セール価格 [30%引き]	¥57,400	¥50,400	¥59,500	¥54,600	¥49,000
読取限度	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
ひょう量 g	610	210	6,100	4,100	2,100

価格には消費税は含まれておりません。





## M-プループ (AYシリーズ) 精密天びん



- ひょう量範囲10,000gまで
- 1mgから1,000mgまでの読取限度
- アウトドアでも使用可能な2電源方式※  
ACアダプタ標準装備  
9Vアルカリ電池別売
- 積み重ねての収納が可能
- 非常にコンパクトな設計
- 出力はUSB・RS232Cから選択可能 (オプション)  
(プリンタ接続時は要アダプタ)

**30%  
OFF**



※ 0.001g 読取は除く

	0.001g 		0.01g 		0.01g 		0.1g 	
型式	AY303	AY123	AY612	AY412	AY212	AY5101	AY3101	AY1501
価格	¥72,800	¥62,800	¥49,800	¥45,800	¥41,800	¥48,800	¥41,800	¥39,800
セール価格 [30%引き]	¥50,960	¥43,960	¥34,860	¥32,060	¥29,260	¥34,160	¥29,260	¥27,860
読取限度	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
ひょう量 g	300	120	610	410	210	5,100	3,100	1,500

	0.1g 		1g 		
型式	AY711	AY511	AY10000	AY6000	AY4000
価格	¥38,800	¥36,800	¥41,800	¥39,800	¥37,800
セール価格 [30%引き]	¥27,160	¥25,760	¥29,260	¥27,860	¥26,460
読取限度	0.1g	0.1g	1g	1g	1g
ひょう量 g	710	510	10,100	6,100	4,100

価格には消費税は含まれておりません。

## ラボ用超純水製造装置 水道直結型 アリウムH2O Proシリーズ

すぐに使えるカートリッジ付で、  
通常価格の半額で提供します。

**50%  
OFF**



	通常価格	セール価格
H2O Pro-DI-T ベーシックタイプ	¥700,800	→ ¥350,400
H2O Pro-UV-T UVランプ付	¥940,800	→ ¥470,400
H2O Pro-UF-T ウルトラフィルタ付	¥960,800	→ ¥480,400
H2O Pro-VF-T UVランプ、ウルトラフィルタ付	¥1,200,800	→ ¥600,400

価格には消費税は含まれておりません。

## ニューベーシック水分計 MA35

50%  
OFF



- フルオートモードで終点決定のパラメータ設定不要  
フルオートモードにより、サンプルの重量変化を高温下でも威力を発揮する1mgの重量センサーでモニタリングし、重量変化がなくなると測定を自動的に終了します。
- 熱源は暗照射赤外線金属管状ヒータエレメント  
破損の恐れがあるガラスを用いた機器の使用を制限するFDAやHACCPのガイドラインに基づいて管理されている生産ラインで、MA35の金属製熱源は基準に沿った機器として最適。

ニューベーシック水分計 MA35  
¥245,000 → ¥122,500

価格には消費税は含まれておりません。

## ニューベーシックpHメータ

50%  
OFF



- 校正後、電極の劣化状態を判断できる「スロープ%表示」機能
- 標準液を自動認識
- 自動温度補償
- ドキュクリップ (Docu Clip) (オプション) との自動通信 (ドキュメータプラスのみ)
- プリンタやコンピュータに接続可能なRS232C標準装備 (ドキュメータプラスのみ)
- GLP・ISOに準拠した校正と結果の印字が可能 (ドキュメータプラスのみ)



ドキュpHメータ  
(Docu-pH.5+301560.1)  
¥120,000 → ¥60,000

ドキュpHメータ プラス (出力付き)  
(Docu-pH+.5+J1-PY-P-001)  
¥145,000 → ¥72,500

価格には消費税は含まれておりません。



■ お求めは、技術とサービスを誇る当社へ

ザルトリウス・メカトロニクス・ジャパン株式会社

科学機器事業部 <http://www.sartorius.co.jp>

本 社 / 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Tel. (03) 3740-5408 Fax. (03) 3740-5406

大 阪 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39

Tel. (06) 6396-6682 Fax. (06) 6396-6686

名古屋 / 〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16

Tel. (052) 932-5460 Fax. (052) 932-5461

技術サービスセンター / 〒140-0002 東京都品川区東品川4-13-34

Tel. (03) 5796-0401 Fax. (03) 3474-8043

JCSS校正室 / 〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-14-4

Tel. (03) 5316-1555 Fax. (03) 3304-0308