

最高品質のチップ

チップはピペティングシステムに欠かせない要素であり、チップの形状、材質特性、適合性はピペティングの精度に大きな影響を与えます。

ザルトリウス社の品質管理システムは、ISO 9001およびISO 14001だけでなく、ISO 13485(医療機器に対するISO規格)にも準拠しているため、ピペットとチップのいずれも、CEマークを取得しています。チップの製造工程はISO 14644-1規格に基づいており、ISO クラス8のクリーンルーム環境を満たしています。

第3者検査機関において、シングルラックパック、リフィルパック、FlexiBulkの個々のチップロットのRNase、DNase、Endotoxin含有の有無が検査されています。品質証明書はロット毎にwebからダウンロード可能です。品質証明書のダウンロードは以下の方法をご参照ください。

チップ品質証明書PDFダウンロードの仕方

- 1 品質証明書WEBページにアクセスしてください。


Sartorius pipette tip purity certificate

検索

または以下をクリックして、リンク先へ

<https://www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/pipetting-dispensing-consumables/pipette-tips/tip-purity-certificates>

品質証明書のダウンロードページ▼




- 2 空欄にロット番号を入力してください。
ロット番号は製品ラベルでご確認いただけます。(右図参考：PR123456)



ロット番号の例

- 3 ロット番号を入力後、検索ボタンをクリック、またはエンターキーを押してください。
品質証明書のPDFが生成されます。ダウンロードボタンからダウンロードしてください。



チップ品質証明書

