


各種申込書添付頂き ご依頼品を送付先まで送付



5～7営業日程度で販売店様へお見積致します。

※ 受付の事前連絡は不要です。

※1: 弊社受け入れ時(ピペットお預かり時)に、調整前のJCSS校正、もしくは精度検査を依頼される場合となります。

※2: 部品交換が必要な場合のみ実施致します。(弊社製品のみ対応)

※3: Midi Plus(ピペットコントローラー)または精度測定不能品の場合は精度確認せずお見積となります。

Pipette Doctor (点検／メンテナンス)

測定ポイント：2ポイント（ピペットの最大容量の100%と10%もしくは最小設定容量）で、5回測定。

合否判定：試験はISO8655の最大許容誤差または、メーカー基準と比較して合否の判定を行います。

（必要に応じて調整を行います。）

受入検査：点検／メンテナンス実施前（受入時）の精度検査。

Pipette Doctor (点検／メンテナンス)			添付書類		
CH	測定の種別	価格	サービス 報告書	精度検査 成績書	受入時精度 検査成績書
1	Pipette Doctor 1ch 2点5回測定	¥4,500	●	●	
	Pipette Doctor 1ch 2点5回測定 受入検査あり	¥7,500	●	●	●
8	Pipette Doctor 8ch 2点5回測定	¥11,000	●	●	
	Pipette Doctor 8ch 2点5回測定 受入検査あり	¥18,000	●	●	●
12	Pipette Doctor 12ch 2点5回測定	¥14,000	●	●	
	Pipette Doctor 12ch 2点5回測定 受入検査あり	¥21,000	●	●	●

JCSS 校正 (トレーサビリティの確保された校正)

測定ポイント：3ポイント（ピペットの最大容量の100%、50%、10%もしくは最小設定容量）10回測定。

合否判定：試験はISO8655の最大許容誤差または、メーカー基準と比較して合否の判定を行い、

合否判定試験成績書を発行します。（必要に応じて調整します。）

以下はISO90001、15189、17025やJIS、薬局方、GMP/GLPなど各種規格や法規に準拠するトレーサブルな校正です。

JCSS 校正			添付書類				
CH	測定の種別	価格	サービス 報告書	校正証明書 (調整前/調整無し)	受入時合否 判定成績書	校正証明書 (調整後)	合否判定 試験成績書
1	JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整後)	¥18,000	●			●	●
	JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整前後)	¥29,000	●	●	●	●	●
	JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整無し)	¥14,000		●			●
8	JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整後)	¥35,000	●			●	●
	JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整前後)	¥55,000	●	●	●	●	●
	JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整無し)	¥32,000		●			●
12	JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整後)	¥44,000	●			●	●
	JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整前後)	¥70,000	●	●	●	●	●
	JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 合否判定付き (調整無し)	¥42,000		●			●
トレーサビリティ関連書類		¥5,000					