

ラボ用製品 年末/年度末キャンペーン

2026年11月9日～2027年3月19日受注分まで

研究や品質管理試験での効率性の向上、より高い信頼結果を与える、新製品を含む製品を特別価格でご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。

※販売店様
Entris®II天びん、ピペット、ビバスピンのご注文書には
プロモーションコード
「JPCAM2627」をご記載ください。

SARTORIUS

Simplifying Progress

プレミアム電子天びん Cubis® III シリーズ 20% OFF 新製品


Connect. Comply. Simplify.



Cubis® III は、接続性、コンプライアンス、そしてラボの成長に合わせて設計された、Lab4.0時代のための高精度な計量ソリューションを提供します

2つのパッケージがすべてのアプリケーションをカバー

- Cubis® III - スタンドアロンに最適化
- Cubis® III Max - 統合に最適化



直接接続、追加ソフトウェア不要

- オープンな業界標準インターフェース使用（ベンダーロックインなし）
- LIMS、ELN、MES、ERPとのシームレスな統合を実現。追加のミドルウェア不要
- 確立された標準規格に基づいて構築された、現代的でITフレンドリーなアーキテクチャ
- 搭載インターフェース：従来のシリアルやPCダイレクト通信、ネットワークを介したRestAPI、OPC UA、SMBまたはFTP（S）によるファイル共有、転送（TXT/PDF/バックアップ）


複雑さのないコンプライアンス対応

- コンプライアンスは天びんから始まります：21 CFR Part 11およびGxPに準拠した設計
- ALCOA++原則およびデータインテグリティに関する要件の遵守
- データ生成時の、検証済みの電子記録と電子署名
- 徹底したトレーサビリティと、安全なユーザー管理（ローカルまたは一元管理）を備えた、ワンタップでの認証・署名ワークフロー
- 徹底した監査証跡と長期的なPDF/Aアーカイブにより、いつでも監査に対応可能
- 薬局方の計量ガイドラインが組み込まれ、厳格な遵守を実現
- ネットワーク・タイム・プロトコル（NTP）による自動時刻同期
- ガイド機能付きユーザー校正やクリーニングなどのアプリや、オートレベリング（自動水平調整機能）、isoCAL（内部自動校正/調整機能）により常に正確で安全な計量が可能

成果をもたらす効率性

- 少ないサンプル量で高い正確性を実現し、貴重な材料を節約
- モジュール式かつ将来的な拡張も可能：定期的なアップデートとオープンな統合標準を備えた、将来にわたって使えるプラットフォーム
- デジタルエコシステムへのコンプライアンス対応と直接接続機能を内蔵しており、追加のソフトウェア層を不要にすることで、デジタル化のどの段階にいても、短期および長期的なコストと複雑さを大幅に削減

製品番号案内



本シリーズはモジュラー方式を採用しております。
下記製品番号・価格は全て一番安価な
組み合わせを行った場合のベースモデルとなります。
アップグレードした場合の製品番号・価格は
お問い合わせください。

製品番号	CUB2.7S-1S1-A	CUB10.6S-1S1-A	CUB6.6S-1S1-A	CUB3.6P-1S1-A	CUB66S-1S1-U	CUB66P-1S1-U	CUB36S-1S1-U	CUB36P-1S1-U	CUB26P-1S1-U
通常価格	¥4,946,000	¥4,407,000	¥3,762,000	¥3,080,000	¥5,760,000	¥5,054,000	¥4,914,000	¥4,009,000	¥3,532,000
キャンペーン価格	**¥3,956,800**	**¥3,525,600**	**¥3,009,600**	**¥2,464,000**	**¥4,608,000**	**¥4,043,200**	**¥3,931,200**	**¥3,207,200**	**¥2,825,600**
出荷時JCSS証明書	¥75,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000	¥65,000
読取限度 (mg)	0.0001	0.001	0.001	0.001/0.002/0.005	0.001	0.001/0.01	0.001	0.001/0.01	0.001/0.01
ひょう量 (g)	2.1	10.1	6.1	1.1/2.1/3.1	61	12/61	32	10.1/32	5.1/22
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防ドア	自動	自動	自動	自動	手動	手動	手動	手動	手動
可能なアップグレード	フィルター風防/ソフトウェア	ソフトウェア	フィルター風防/ソフトウェア	ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア

製品番号	CUB116S2-1S1-U	CUB226S5-1S1-U	CUB225S-1S1-U	CUB225P-1S1-U	CUB125S-1S1-U	CUB225S5-1S1-U	CUB524S-1S1-U	CUB324S-1S1-U	CUB224S-1S1-U
通常価格	¥3,864,000	¥2,853,000	¥2,774,000	¥2,255,000	¥2,040,000	¥1,947,000	¥1,365,000	¥1,172,000	¥1,028,000
キャンペーン価格	**¥3,091,200**	**¥2,282,400**	**¥2,219,200**	**¥1,804,000**	**¥1,632,000**	**¥1,557,600**	**¥1,092,000**	**¥937,600**	**¥822,400**
出荷時JCSS証明書	¥65,000	¥65,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥45,000	¥45,000	¥45,000
読取限度 (mg)	0.002	0.005	0.01	0.01/0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	111	220	220	120/220	120	220	520	320	220
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防ドア	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動
可能なアップグレード	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア

製品番号	CUB124S-1S1-U	CUB5203S-1S1-U	CUB3203S-1S1-U	CUB2203S-1S1-U	CUB1203S-1S1-U	CUB623S-1S1-U	CUB323S-1S1-U	CUB14202S-1S1-0	CUB10202S-1S1-0
通常価格	¥946,000	¥1,752,000	¥1,385,000	¥1,341,000	¥1,186,000	¥982,000	¥877,000	¥1,649,000	¥1,320,000
キャンペーン価格	**¥756,800**	**¥1,401,600**	**¥1,108,000**	**¥1,072,800**	**¥948,800**	**¥785,600**	**¥701,600**	**¥1,319,200**	**¥1,056,000**
出荷時JCSS証明書	¥45,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
読取限度 (g)	0.1 mg	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01
ひょう量 (g)	120	5,200	3,200	2,200	1,200	620	320	14,200	10,200
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート	手動	手動
風防ドア	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	風防なし	風防なし
可能なアップグレード	自動ドア/自動ドア+内蔵イオナイザー/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	風防なし/自動ドア/ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア

製品番号	CUB8202S-1S1-0	CUB6202S-1S1-0	CUB6202P-1S1-0	CUB4202S-1S1-0	CUB2202S-1S1-0	CUB1202S-1S1-0	CUB12201S-1S1-0	CUB8201S-1S1-0	CUB5201S-1S1-0
通常価格	¥1,125,000	¥974,000	¥821,000	¥885,000	¥826,000	¥755,000	¥984,000	¥869,000	¥712,000
キャンペーン価格	**¥900,000**	**¥779,200**	**¥656,800**	**¥708,000**	**¥660,800**	**¥604,000**	**¥787,200**	**¥695,200**	**¥569,600**
出荷時JCSS証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01/0.02/0.05	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	8,200	6,200	1,500/3,000/6,200	4,200	2,200	1,200	12,200	8,200	5,200
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	手動	オート	オート
風防ドア	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
可能なアップグレード	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア

製品番号	CUB70201S-1S1-0	CUB50201S-1S1-0	CUB36201S-1S1-0	CUB36201P-1S1-0	CUB20201S-1S1-0	CUB11201S-1S1-0	CUB70200S-1S1-0	CUB36200S-1S1-0
通常価格	¥1,931,000	¥1,609,000	¥1,465,000	¥1,285,000	¥1,327,000	¥1,142,000	¥1,458,000	¥1,080,000
キャンペーン価格	**¥1,544,800**	**¥1,287,200**	**¥1,172,000**	**¥1,028,000**	**¥1,061,600**	**¥913,600**	**¥1,166,400**	**¥864,000**
出荷時JCSS証明書	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000
読取限度 (g)	0.1	0.1	0.1	0.1/1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	70,200	50,200	36,200	10,200/36,200	20,200	11,200	70,200	36,200
レベリング	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動
風防ドア	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
可能なアップグレード	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア

スタンダード電子天びん Quintix® Pro シリーズ 30% OFF

真のユニバーサル天びんを実現する、スタンダードの新たな定義



通常このクラスにはないプレミアム機能を搭載し、機器のセキュリティ管理が可能

- パスワードと任意の権限設定が可能なロール管理を備えたユーザー管理機能（※ 21 CFR Part 11 非対応）
- 天びんの時刻調整も含む設定変更をタイムスタンプ、アカウント名が付与され自動記録
- データ出力したひょう量値はタイムスタンプ付きの生データとして自動的に天びんに記録
- 自動ログアウト設定も可能で安全に使用可能
- 簡易ピペットチェックや強熱減量試験などに対応した差分ひょう量など15のアプリケーションを搭載

使用性 / 柔軟性 / 持続可能性


- 大型タッチパネルで簡単・直感的な操作ができ、かつデジタルマニュアルを搭載
- より正確なひょう量を実現するオートレベリング（自動水平調整機能）搭載モデルも選択可能
- イーサネット経由のシリアル通信を含む、豊富なインターフェースを搭載（3x USB タイプ C / イーサネット / RS232）
- 製造工場から設置先までの環境負荷低減：梱包や製品へのリサイクル材料の使用、天びんの省電力運用、デジタルユーザーマニュアルによる紙の使用量の最小化など環境に配慮した設計



オートレベリングと自動校正調整機能により、エラーのないひょう量を実現



ユーザー管理機能により、各アカウントに個別の役割を割り当て、特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能



デバイスログ機能は、すべての設定変更を記録し、タイムスタンプを含むトレーサブルなログファイルを作成します

製品番号案内



製品番号（オートレベリング）	QTX324IMU-1SJP	QTX224IMU-1SJP	QTX124IMU-1SJP
通常価格	¥789,000	¥689,000	¥626,000
キャンペーン価格	**¥552,300**	**¥482,300**	**¥438,200**
製品番号（手動レベリング）	**QTX324IRU-1SJP**	**QTX224IRU-1SJP**	**QTX124IRU-1SJP**
通常価格	¥678,000	¥577,000	¥515,000
キャンペーン価格	**¥474,600**	**¥403,900**	**¥360,500**
出荷時JCSS校正証明書	¥45,000	¥45,000	¥45,000
読取限度（mg）	0.1	0.1	0.1
ひょう量（g）	320	220	120



製品番号（オートレベリング）	QTX1503IMU-1SJP	QTX1203IMU-1SJP	QTX623IMU-1SJP	QTX423IMU-1SJP	QTX323IMU-1SJP
通常価格	¥839,000	¥801,000	¥677,000	¥613,000	¥551,000
キャンペーン価格	**¥587,300**	**¥560,700**	**¥473,900**	**¥429,100**	**¥385,700**
製品番号（手動レベリング）	**QTX1503IRU-1SJP**	**QTX1203IRU-1SJP**	**QTX623IRU-1SJP**	**QTX423IRU-1SJP**	**QTX323IRU-1SJP**
通常価格	¥728,000	¥690,000	¥565,000	¥502,000	¥439,000
キャンペーン価格	**¥509,600**	**¥483,000**	**¥395,500**	**¥351,400**	**¥307,300**
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
読取限度（g）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量（g）	1,500	1,200	620	420	320



製品番号（オートレベリング）	QTX6202IMO-1SJP	QTX4202IMO-1SJP	QTX3202IMO-1SJP	QTX2202IMO-1SJP	QTX1202IMO-1SJP
通常価格	¥677,000	¥613,000	¥551,000	¥488,000	¥450,000
キャンペーン価格	**¥473,900**	**¥429,100**	**¥385,700**	**¥341,600**	**¥315,000**
製品番号（手動レベリング）	**QTX6202IRO-1SJP**	**QTX4202IRO-1SJP**	**QTX3202IRO-1SJP**	**QTX2202IRO-1SJP**	**QTX1202IRO-1SJP**
通常価格	¥565,000	¥502,000	¥439,000	¥377,000	¥339,000
キャンペーン価格	**¥395,500**	**¥351,400**	**¥307,300**	**¥263,900**	**¥237,300**
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
読取限度（g）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量（g）	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200

製品番号（オートレベリング）	QTX12201IMO-1SJP	QTX10201IMO-1SJP	QTX8201IMO-1SJP	QTX6201IMO-1SJP	QTX3201IMO-1SJP
通常価格	¥677,000	¥576,000	¥551,000	¥488,000	¥450,000
キャンペーン価格	**¥473,900**	**¥403,200**	**¥385,700**	**¥341,600**	**¥315,000**
製品番号（手動レベリング）	**QTX12201IRO-1SJP**	**QTX10201IRO-1SJP**	**QTX8201IRO-1SJP**	**QTX6201IRO-1SJP**	**QTX3201IRO-1SJP**
通常価格	¥565,000	¥465,000	¥439,000	¥377,000	¥339,000
キャンペーン価格	**¥395,500**	**¥325,500**	**¥307,300**	**¥263,900**	**¥237,300**
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
読取限度（g）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量（g）	12,200	10,200	8,200	6,200	3,200

※ すべての製品に isoCAL（自動校正調整機能）を搭載しています

ベーシック電子天びん Entris® II 20% OFF

キャンペーン対象機種：BCA/BCE シリーズ 内部校正 I モデル

BCAシリーズ：さらなる付加価値を備えたアドバンスシリーズ



- 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上
- 天びんの水平調整ガイダンスが便利な、リアルタイムレベリングサポート機能
- USBメモリースティック (タイプC接続) へひょう量値や校正記録データを転送可能
- BCEシリーズ同様の豊富なアプリケーションにプラスして、ピペットスマートテストを加えた13アプリケーションを搭載
- ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御 (10名まで登録可能)
- Cal Audit Trail (校正/調整監査証跡機能) で常時校正/調整データを保存

BCEシリーズ：ベーシックバランス製品群でのベストバリュー



- クラス最短の安定所要時間
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- 読取限度1 mgモデルにも分析型ガラス風防搭載 (BCE653Iモデルのみラウンド型風防)
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力
- ソフトなしでのPCダイレクト出力、プリンタとの同時出力も可能
- 豊富な12のアプリケーションを搭載し、特殊ひょう量も可能 (ひょう量/床下ひょう量、カウンティング、パーセントひょう量、調・配合、合計、動物ひょう量、計算、密度測定、統計、ピークホールド、チェックひょう量、単位変換)
- クラス随一の堅牢性/耐薬品性
- 設置環境に合わせたフィルタ設定をワンタッチで変更可能

＊ 風防タイプ



A：大型手動タイプ



B：ラウンドタイプ



C：上皿タイプ

製品番号案内

製品番号 (BCAシリーズ)	BCA324I-1SJP	BCA224I-1SJP	BCA124I-1SJP	BCA64I-1SJP	BCA1203I-1SJP	—
通常価格	¥458,000	¥399,000	¥359,000	¥348,000	¥459,000	—
キャンペーン価格	¥366,400	¥319,200	¥287,200	¥278,400	¥367,200	—
製品番号 (BCEシリーズ)	—	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	—	BCE653I-1SJP
通常価格	—	¥306,000	¥281,000	¥262,000	—	¥263,000
キャンペーン価格	—	¥244,800	¥224,800	¥209,600	—	¥210,400
出荷時JCSS校正証明書	¥45,000	¥45,000	¥45,000	¥45,000	¥40,000	¥40,000
風防タイプ *	A	A	A	A	A	B
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001 g	0.001 g
ひょう量 (g)	320	220	120	60	1,200	650

製品番号 (BCAシリーズ)	BCA623I-1SJP	BCA423I-1SJP	BCA323I-1SJP	BCA223I-1SJP	BCA6202I-1SJP	BCA4202I-1SJP
通常価格	¥349,000	¥314,000	¥273,000	¥262,000	¥348,000	¥289,000
キャンペーン価格	¥279,200	¥251,200	¥218,400	¥209,600	¥278,400	¥231,200
製品番号 (BCEシリーズ)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP	BCE6202I-1SJP	BCE4202I-1SJP
通常価格	¥239,000	¥209,000	¥194,000	¥180,000	¥268,000	¥239,000
キャンペーン価格	¥191,200	¥167,200	¥155,200	¥144,000	¥214,400	¥191,200
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
風防タイプ *	A	A	A	A	C	C
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01
ひょう量 (g)	620	420	320	220	6,200	4,200

製品番号 (BCAシリーズ)	BCA3202I-1SJP	BCA2202I-1SJP	BCA1202I-1SJP	BCA822I-1SJP	—	BCA12201I-1SJP
通常価格	¥272,000	¥262,000	¥238,000	¥230,000	—	¥397,000
キャンペーン価格	¥217,600	¥209,600	¥190,400	¥184,000	—	¥317,600
製品番号 (BCEシリーズ)	BCE3202I-1SJP	BCE2202I-1SJP	BCE1202I-1SJP	BCE822I-1SJP	BCE622I-1SJP	—
通常価格	¥213,000	¥192,000	¥177,000	¥166,000	¥152,000	—
キャンペーン価格	¥170,400	¥153,600	¥141,600	¥132,800	¥121,600	—
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
風防タイプ *	C	C	C	C	C	C
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1
ひょう量 (g)	3,200	2,200	1,200	820	620	12,200

製品番号 (BCAシリーズ)	BCA10201I-1SJP	BCA8201I-1SJP	BCA5201I-1SJP	BCA2201I-1SJP	—	—
通常価格	¥359,000	¥268,000	¥244,000	¥233,000	—	—
キャンペーン価格	¥287,200	¥214,400	¥195,200	¥186,400	—	—
製品番号 (BCEシリーズ)	—	BCE8201I-1SJP	BCE5201I-1SJP	BCE2201I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	—	¥206,000	¥177,000	¥161,000	¥177,000	¥159,000
キャンペーン価格	—	¥164,800	¥141,600	¥128,800	¥141,600	¥127,200
出荷時JCSS校正証明書	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000	¥40,000
風防タイプ *	C	C	C	C	C	C
読取限度 (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	10,200	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

アリウム Comfort シリーズ 40% OFF

純水・超純水 一体型製造システム



ハイエンドモデル 純水 (A2 or A3)・超純水 (A4) 一体型製造システム

- 提案可能な最大使用量：超純水 ～40 L/日、純水 ～200 L/日まで
- 各種水質基準を満たす純水および超純水を継続的に製造し、水質のリアルタイムモニタリングが可能
- 独自のバッグタンク技術が純水の水質を適切に維持 (洗浄・UV殺菌不要、簡単交換、コスト削減)
- オプションのSmart Station ディスペンサー接続により、超純水の一滴ずつの採水も可能
  (Smart Station ディスペンサーは最大超純水用3台、純水用1台の接続が可能)
- 使いやすさとメンテナンスしやすさを追求した設計 (消耗品全てユーザーによる交換が可能)
- 高速採水を実現し、定量採水および時間による採水も可能 (便利なお気に入り採水容量)
- ディスプレイには水質情報だけでなく、メンテナンス手順も表示され、直感的な操作が可能
- メーカーサービスエンジニアによる的確なサポートを提供 (据付、IQOQバリデーション)

製品名	製品番号	システムタイプ	精製量・流量	基本セット*通常価格	キャンペーン価格
アリウム Comfort I (精製水グレード：A2 / A4)	H2O-I-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2)：8 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,135,200～	**¥1,281,120～**
	H2O-I-1-UV-T	UVランプ付		¥2,223,200～	**¥1,333,920～**
	H2O-I-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,420,200～	**¥1,452,120～**
	H2O-I-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2)：16 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,361,200～	**¥1,416,720～**
	H2O-I-2-UV-T	UVランプ付		¥2,429,200～	**¥1,457,520～**
	H2O-I-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,675,200～	**¥1,605,120～**
アリウム Comfort II (精製水グレード：A3 / A4)	H2O-II-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3)：5 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,940,300～	**¥1,764,180～**
	H2O-II-1-UV-T	UVランプ付		¥3,150,300～	**¥1,890,180～**
	H2O-II-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,360,300～	**¥2,016,180～**
	H2O-II-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3)：10 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥3,396,300～	**¥2,037,780～**
	H2O-II-2-UV-T	UVランプ付		¥3,605,300～	**¥2,163,180～**
	H2O-II-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,889,300～	**¥2,333,580～**

＊ 基本セットは本体、50 Lタンク、初期稼働に必要なオプション品・消耗品となります

※ 基本セットのほかに、Smart Station ディスペンサーなどのオプション品の追加、100 Lタンクへの変更などのご提案が可能です
※ 設置調整、バリデーションサポート費用別途

アリウム Pro シリーズ 40% OFF

高流量・多用途 超純水製造システム
(超純水の使用量目安：水道直結時 ～20 L/日／一次処理水接続時～100 L/日)



- メンテナンスのしやすさを追求した設計
- 一次処理水または水道直結どちらとの接続も可能
- 分析、ライフサイエンスなどのアプリケーションに応じて選択可能な多彩なモデル構成
- A4グレード超純水の高流量採水 (～2 L/min)
- スライダースイッチによる簡単採水
- 3つのお気に入り容量採水設定 (0.05 L～)
- オプションにて別途ディスペンサー設置可能
- 純水製造装置とのシステム提案も可能

製品番号案内

製品番号	製品名	構成・内容	アプリケーション	本体+初期消耗品 通常価格合計	キャンペーン価格
H2OPRO-DI-T	アリウム Pro DI	スタンダードシステム	分析	¥1,145,800	¥687,480
H2OPRO-UV-T	アリウム Pro UV	UV ランプ付	分析	¥1,365,800	¥819,480
H2OPRO-UV-T-TOC		UV ランプ / TOC モニター付		¥1,665,800	¥999,480
H2OPRO-UF-T	アリウム Pro UF	ウルトラフィルターモジュール付	ライフサイエンス	¥1,501,800	¥901,080
H2OPRO-VF-T	アリウム Pro VF	UV ランプ / ウルトラフィルターモジュール付	分析/ライフサイエンス	¥1,548,800	¥929,280
H2OPRO-VF-T-TOC		UV ランプ / ウルトラフィルターモジュール / TOC モニター付		¥1,822,800	¥1,093,680

※ アクセサリーおよび、設置調整、バリデーションサポート (IQ/OQ) 費用別途
※ 価格は水道水直結時の本体＋初期消耗品の価格です。一次処理水供給の場合は価格が異なるのでお問い合わせください

アリウム Mini シリーズ 40% OFF

コンパクト超純水製造システム (超純水の使用量目安～10 L/日)



- 柔軟性：供給水や接続方法に応じて、製品タイプを選択可能
- コンパクト：幅わずか28 cmの省スペース設計
- 直感的：カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- 革新的：ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用
- 信頼性：機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能

キャンペーン対象機種

製品番号	製品名	供給水 / 接続方法	UVランプ 搭載有無	本体+初期消耗品 通常価格合計	キャンペーン価格
H2O-MM-T	アリウム Mini	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	×	¥576,900	**¥346,140**
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	容器に入れた純水を使用 (手動操作)	○	¥681,900	**¥409,140**
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	純水 (RO水/DI水)セントラルラインに直接接続	×	¥638,100	**¥382,860**
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	純水 (RO水/DI水)セントラルラインに直接接続	○	¥761,100	**¥456,660**
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水に直接接続	×	¥850,100	**¥510,060**
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水に直接接続	○	¥937,100	**¥562,260**

※ アクセサリーおよび、設置調整、バリデーションサポート費用別途

■ ランニングコストもずっとお得！：お得な年間消耗品パック (アリウムMini Plus/Mini Plus UVのみ適用)
1年分の消耗品をまとめた消耗品パックを特別価格でご提供。ランニングコストを抑え、計画的にご利用いただけます。


製品名	年間消耗品	個別購入時　通常価格	年間消耗品パック　特別価格
Mini Plus用年間消耗品パック4	プレトリートメントカートリッジ、Scientificカートリッジ、 5Lバッグ、ファイナルフィルター x それぞれ各2個	¥242,200	¥145,320
Mini Plus UV用年間消耗品パック5	上記消耗品＋UVランプ x 1本	¥275,800	¥165,480

※ 供給水質、精製水の使用量により、年間消耗品パック以上の消耗品が必要となる場合がございます。
年間消耗品パックの価格は2026年11月現在の価格です。今後価格変更する場合がございます。

電動ピペット Picus®2（ピクス） 20% OFF

次世代電動ピペットPicus®2の特徴

- Bluetooth搭載でモバイルアプリと連動して、ワークフローの効率化を図れます。
- カラーディスプレイでより見やすくなりました。
- Bluetooth無しでも、通常の電動ピペットとして活躍します。
- 超軽量（1 ch 約100 g、8 ch 約160 g）
- 電動でチップが外れます（腱鞘炎予防）。
- 手動ピペットよりも再現性が高くなります。




ピペッティングワークフローエディター（ブラウザアプリ）

ピペッティングモバイルアプリで利用できる機能を拡張するブラウザアプリケーションで、パソコンを利用して操作できます。
ブラウザアプリで行った変更は、モバイルデバイスに表示されます。

- 実験デザインやサンプル配置に合わせてプレートマップを最適化
  AIのエディターサポート付き
- エクスポートとインポート機能を使用して、ワークフローを簡単に共有
- ワークフロー実行ログを表示およびエクスポート
- PDFファイルも出力可能





ザルトリウスピペッティングワークフローエディター
https://workflows.pipetting.sartorius.com
ブラウザアプリです。モバイルアプリと同じIDでパソコンからアクセスしてください。

電動ピペットPicus®2価格表

製品番号 Picus®2	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量（µL）	通常価格 Picus®2	キャンペーン価格 Picus®2	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-747021	1 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥126,900	¥101,520	¥14,000
LH-747041	1 ch、5 - 120 µL	0.10	¥126,900	¥101,520	
LH-747061	1 ch、10 - 300 µL	0.20	¥126,900	¥101,520	
LH-747081	1 ch、50 - 1,000 µL	1.00	¥126,900	¥101,520	
LH-747101	1 ch、100 - 5,000 µL	5.00	¥126,900	¥101,520	
LH-747111	1 ch、500 - 10,000 µL	10.00	¥126,900	¥101,520	
LH-747321	8 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥223,300	¥178,640	¥32,000
LH-747341	8 ch、5 - 120 µL	0.10	¥223,300	¥178,640	
LH-747361	8 ch、10 - 300 µL	0.20	¥223,300	¥178,640	
LH-747391	8 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥223,300	¥178,640	
LH-747421	12 ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥253,800	¥203,040	¥42,000
LH-747441	12 ch、5 - 120 µL	0.10	¥253,800	¥203,040	
LH-747461	12 ch、10 - 300 µL	0.20	¥253,800	¥203,040	
LH-747491	12 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥253,800	¥203,040	
730981	1台掛け充電スタンド		¥36,900	¥29,520	
730991	4台掛け回転充電スタンド		¥74,900	¥59,920	

＊ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。
別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

Picus®2の充電について: 初回ご購入時は、マイクロUSBケーブルのみ同梱されています。マイクロUSBをご利用の場合はUSB充電器Aタイプ（出力5 V、1.4 A以下を推奨）を別途ご用意ください。
※ 本体を適切に充電と保管をするため、充電には専用の充電スタンドを推奨しております（製品番号:730981/730991）。

手動ピペット Tacta®（タクタ） 20% OFF

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコーンフィルターを20 µL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示 (図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



Tacta®


(図a)


(図b)



(図c)
例：最大容量3 µLのピペット
0.002 µLずつ容量を表示します。



(図d)

手動ピペット Tacta® 価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-729010	1ch、0.3 - 3 µL	0.002	¥53,800	¥43,040	¥14,000
LH-729020	1ch、1 - 10 µL	0.01	¥53,800	¥43,040	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥53,800	¥43,040	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥53,800	¥43,040	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥53,800	¥43,040	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥53,800	¥43,040	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	5.0	¥53,800	¥43,040	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	10.0	¥53,800	¥43,040	
LH-729120	8ch、1 - 10 µL	0.01	¥146,200	¥116,960	¥32,000
LH-729130	8ch、10 - 100 µL	0.10	¥146,200	¥116,960	
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥146,200	¥116,960	
LH-729220	12ch、1 - 10 µL	0.01	¥159,600	¥127,680	¥42,000
LH-729230	12ch、10 - 100 µL	0.10	¥159,600	¥127,680	
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥159,600	¥127,680	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥29,400	¥23,520	
725620	リニアスタンド (全機種対応)		¥17,200	¥13,760	

＊ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。
別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

手動ピペット Proline® Plus

まとめ買いで30%OFF!

（シングル3本以上、マルチ2本以上で適用）

毎日のピペッティングを快適にするために設計された、軽量で耐久性に優れたスタンダードピペット

- 丈夫で長持ち
- スリムなボディと滑り止め加工で、しっかり握れる安心感
- 優れたUV耐性と高い耐薬品性
- 分解せずにオートクレーブ可能
- マルチチャンネルはOptiload搭載、均等な力でチップをしっかり固定（下図）
- 幅広い容量レンジ対応：0.1 µL～10 mL
- 人間工学に基づくデザインで安全性と快適性を向上



Proline® Plus



オプチロード搭載（独自スプリング）



例：リニアスタンドにシングル最大8本！



例：回転式6台掛けスタンドで収納すっきり

手動ピペット Proline® Plus価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量（µL）	通常価格	キャンペーン価格	キャンペーン価格適用条件*
728010	1ch、0.3-3 µL	0.002	¥36,600	¥25,620	シングルチャンネル3本以上お求めの場合に適用する価格です。
728020	1ch、1-10 µL	0.01	¥36,600	¥25,620	
728030	1ch、2-20 µL	0.02	¥36,600	¥25,620	
728040	1ch、5-50 µL	0.10	¥36,600	¥25,620	
728050	1ch、10-100 µL	0.10	¥36,600	¥25,620	
728060	1ch、20-200 µL	0.20	¥36,600	¥25,620	
728070	1ch、100-1,000 µL	1.00	¥36,600	¥25,620	
728080	1ch、500-5,000 µL	10.0	¥36,600	¥25,620	
728090	1ch、1-10 mL	20.0	¥36,600	¥25,620	
728120	8ch、1-10 µL	0.01	¥130,200	¥91,140	マルチチャンネル2本以上お求めの場合に適用される価格です。
728130	8ch、10-100 µL	0.10	¥130,200	¥91,140	
728140	8ch、30-300 µL	0.20	¥130,200	¥91,140	
728220	12ch、1-10 µL	0.01	¥141,100	¥98,770	
728230	12ch、10-100 µL	0.10	¥141,100	¥98,770	
728240	12ch、30-300 µL	0.20	¥141,100	¥98,770	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥29,400	¥23,520	
725620	リニアスタンド（全機種対応）		¥17,200	¥13,760	

* ご指定本数に満たない場合は通常価格となりますのでご了承ください。

Midi Plus 電動ピペットコントローラー　20% OFF

選ばれる理由

- 軽量でコンパクト（本体約212 g）
- 折りたたみ式自立スタンド付き
- 1～100 mLのメスピペットに適合
- 粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードで制御が可能

こんな方におすすめ

- クリーンベンチ内での操作を便利に行いたい方
- 操作が軽量なものをお探しの方に



※ メスピペットは付属しません。

製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus ピペッティングエイド　ACアダプター付き	710931	¥56,400	¥45,120

ザルトリウス ピペッティングアカデミー 無料セミナー（オンラインも対応）

ザルトリウスピペッティングアカデミーはピペッティングに関する無料のセミナーで、一般的な人間工学、安全性、ピペッティングテクニック、またキャリブレーションやメンテナンスの仕方などについて知識を深めることができます。また、多様な目的に合わせてセミナーをご提供しています。学生実習、教育実習、企業セミナー、また研究室単位の少人数でも対応いたします。お気軽にご相談ください。




ピペットのアフターサービス ー信頼性の高い校正でトレーサビリティの確保を

毎日ご使用されているピペットを最良な状態で維持し、使用期間を延ばすためには定期的なメンテナンスが重要です。また、安定したデータを得るためには定期的な校正は欠かせません。ザルトリウスでは信頼のある点検・校正を経験豊富なスペシャリストスタッフが対応します。


- ISO/IEC17025、ISO15189（臨床検査）、ISO9001、GMP/GLP、JIS規格等に基づいた管理に対応が可能です。
- メーカー問わずご依頼いただけるのでコスト削減や一括管理が可能です。
- ISO8655に準拠した重量法で試験します。
- 弊社校正室は国際MRA対応JCSS校正登録（認定）事業者です。


ビバフローSU（0.1〜1 Lのサンプル/シングルユース）　25% OFF　新製品

ラボ用TFFの自動化が可能になりました！TFF初心者でも使いやすい！
天びん*のアプリを使ってカセットの種類・サンプル量・濃縮倍率を入力するだけ！
タンパク質・抗体・AAV・EVの精製ワークフローをもっと効率的に



＊ Cubis® III (CUB8201S-1S1-0)





連結して1 Lまで処理可能





膜材質	MWCO	サンプル量100-500 mL*	サンプル量500-1,000 mL**	通常価格	キャンペーン価格
ハイドロザルト再生セルロース膜（RC）	2 kDa	VF-S050H0002-IV	VF-S050H0002-SV	¥34,300	¥25,725
	5 kDa	VF-S050H0005-IV	VF-S050H0005-SV	¥34,300	¥25,725
	10 kDa	VF-S050H0010-IV	VF-S050H0010-SV	¥34,300	¥25,725
	30 kDa	VF-S050H0030-IV	VF-S050H0030-SV	¥34,300	¥25,725
	100 kDa	VF-S050H0100-IV	VF-S050H0100-SV	¥34,300	¥25,725
	300 kDa	VF-S050H0300-IV	VF-S050H0300-SV	¥34,300	¥25,725
ポリエーテルスルホン膜（PES）	5 kDa	VF-S050P0005-IV	VF-S050P0005-SV	¥34,300	¥25,725
	10 kDa	VF-S050P0010-IV	VF-S050P0010-SV	¥34,300	¥25,725
	30 kDa	VF-S050P0030-IV	VF-S050P0030-SV	¥34,300	¥25,725
	50 kDa	VF-S050P0050-IV	VF-S050P0050-SV	¥34,300	¥25,725
	100 kDa	VF-S050P0100-IV	VF-S050P0100-SV	¥34,300	¥25,725
	300 kDa	VF-S050P0300-IV	VF-S050P0300-SV	¥34,300	¥25,725
	1,000 kDa	VF-S050P1000-IV	VF-S050P1000-SV	¥34,300	¥25,725
	0.2 µm	VF-S050P2000-IV	VF-S050P2000-SV	¥34,300	¥25,725
ペリスタポンプ、110-240 v		VF-APD0001-1		¥564,700	¥423,525
ポンプヘッド、1.6 mm WT		VF-APH0001-1		¥86,500	¥64,875
ポンプヘッド、2.4 mm WT		VF-APH0002-1		¥86,500	¥64,875
ビバフロースタンド		VF-AST0001-1		¥36,900	¥27,675

* 各カセットを個別に動作させるためのフィードチューブ×2、透過チューブ×2、圧力インジケータ×2
**リストリクター付きリテートチューブ×2、または2個のカセットを直列に実行するためのフィードチューブ×1、シリアルコネクタ×1、透過チューブ×2、圧力インジケータ×1、およびリストリクター付きリテートチューブ×1が含まれています。

ビバスピン 6・20　25% OFF

高速遠心式ろ過ユニット
日常のサンプル濃縮からバッファー交換まで

濃縮しながらバッファー交換

ビバスピン20と別売りのカップ（VSA005）を使用することで、遠心中に新しいバッファーを連続供給。濃縮しながら塩や低分子不純物を除去し、効率的なバッファー交換を実現します。



ビバスピン6



ビバスピン20と
ダイアフィルトレーションカップ

仕様

		ビバスピン6	ビバスピン20
材質	膜	PES	PES
	F容器	ポリカーボネイト	ポリカーボネイト
	遠心管	ポリカーボネイト	ポリカーボネイト
有効ろ過面積		2.5 cm^2	6.0 cm^2
最大試料量	swing	6 mL	20 mL
	fix	6 mL	14 mL
チューブサイズ		15 mLコニカルチューブ	50 mLコニカルチューブ
デッドストップ容量		30 µL	50 µL
最大遠心力 MWCO 2 k-50 k (xg)	swing	4,000	4,000
	fix	8,000	6,000
最大遠心力 MWCO >100 k (xg)	swing	4,000	3,000
	fix	6,000	6,000

製品番号	製品名	入り数	梱包形態	通常価格	キャンペーン価格
VS0611	ビバスピン6, 5 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0612	ビバスピン6, 5 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0601	ビバスピン6, 10 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0602	ビバスピン6, 10 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0621	ビバスピン6, 30 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0622	ビバスピン6, 30 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0631	ビバスピン6, 50 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0632	ビバスピン6, 50 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0641	ビバスピン6, 100 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0642	ビバスピン6, 100 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0651	ビバスピン6, 300 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0652	ビバスピン6, 300 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0661	ビバスピン6, 1000 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0662	ビバスピン6, 1000 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0672	ビバスピン6, 0.2 µm	100	個	¥108,200	¥81,150
VS0691	ビバスピン6, 3 k	25	個	¥35,500	¥26,625
VS0692	ビバスピン6, 3 k	100	個	¥108,200	¥81,150
VS2091	ビバスピン20, 3 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2092	ビバスピン20, 3 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2011	ビバスピン20, 5 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2012	ビバスピン20, 5 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2001	ビバスピン20, 10 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2002	ビバスピン20, 10 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2021	ビバスピン20, 30 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2022	ビバスピン20, 30 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2031	ビバスピン20, 50 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2032	ビバスピン20, 50 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2041	ビバスピン20, 100 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2042	ビバスピン20, 100 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2051	ビバスピン20, 300 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2052	ビバスピン20, 300 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2061	ビバスピン20, 1000 k	12	個	¥25,500	¥19,125
VS2062	ビバスピン20, 1000 k	48	個	¥80,100	¥60,075
VS2072	ビバスピン20, 0.2 µm	48	個	¥80,100	¥60,075
VSA005	ビバスピン20用カップ	1	個	¥6,100	¥4,575

ライトパック (200/120)　30% OFF　新製品

2026年のRed Dot Awardを受賞した、環境配慮型の最新ピペットチップボックス
サステナブルなピペットチップをぜひお試しください!

分類	製品番号	製品名	滅菌	通常価格	キャンペーン価格
200	LH-G790200	ライトパック スタンダードチップ 200 µL (10×96)	–	¥14,200	¥9,940
200	LH-G790201	ライトパック Optifit 200 µL (10×96) 滅菌済	○	¥17,200	¥12,040
200F	LH-G790201F	ライトパック Safety spaceフィルターチップ200 µL (10×96)	○	¥32,200	¥22,540
120F	LH-G790101F	ライトパック Safety spaceフィルターチップ120 µL (10×96)	○	¥32,200	¥22,540

表示価格は税別です。特別価格対象チップは記載の製品番号のみです。






新EP対応・バリデーション済み

Cyclus® Mycoplasmaシリーズ　新製品

DNA/RNA抽出、高感度RT-qPCR、陽性コントロールまでをラインアップ。Cyclus® Mycoplasmaシリーズは、新EPに対応したバリデーション済みソリューションとして、迅速かつ信頼性の高いマイコプラズマ検査をサポートします。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。





ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001　東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

For further information, visit
www.sartorius.co.jp

■ 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

■ 掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことをあらかじめご了承ください。
■ 本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

カタログNo. 26Q4-27Q1LPSCP